

# Lançamentos Descarpack 2020



## Cânula de Guedel Descarpack

Desenvolvida para manutenção das vias aéreas permeáveis, além de proteger a cavidade oral, dentes, lábios e língua do paciente de sofrer danos durante a contração muscular involuntária e desordenada. Possui acabamento suave e flexível, reduzindo riscos de danos. Disponível nos modelos 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Produto estéril, descartável e de recomendação de uso único.



## Dispositivo para Transferência de Soluções

Dispositivo desenvolvido com a finalidade de conectar duas extremidades distintas de frascos para que a transferência, mistura ou reconstituição de medicamentos ocorra sem que haja contato com o ambiente externo ou perda de soluções durante os procedimentos médico hospitalares. Disponível nos modelos ponta simples (Luer Slip), ponta simples com conector Luer Lock ou ponta dupla. Produto estéril, descartável e de recomendação de uso único.



## Dosador Oral Descarpack

Recomendados para administração de medicamentos e soluções de pequenos volumes por via oral. Cada dosador vem com uma tampa no conector, o que possibilita a preparação de medicações antecipadamente no posto de enfermagem, sem desperdício de solução. Permitem a sucção de uma dosagem precisa, além de evitar a contaminação do medicamento. Disponíveis nos modelos 3, 5, 10 e 20mL. Acompanha Adaptador de Frascos e Etiqueta de Identificação de Paciente. Produto não estéril, descartável e de uso único por paciente.



## Equipo Multivias 4 vias com Clamp Descarpack

Desenvolvido com a função de quadruplicar o acesso venoso, os Equipos Multivias com Clamp podem conectar até 4 vias de infusão à um único acesso venoso. Cada tubo distal possui clamp corta fluxo e conectores luer lock em sua extremidade, que garantem mais segurança à conexão. A conexão com o acesso venoso se dá por um conector luer slip. Produto estéril, descartável e de uso único.

## Equipo Multivias com Clamp Descarpack com Tampas Extras

O Equipo Multivias com Clamp Descarpack com Tampas Extras possui tubo flexível transparente, duas extremidades distais com conectores luer lock, apresenta a forma geral de um "Y" unindo ao conector luer slip que faz a conexão com o acesso venoso. O produto é acompanhado de duas tampas extras estéreis embaladas individualmente. Produto estéril, descartável e de uso único.



## Lâmina de Bisturi em Carbono Descartável Descarpack

A Lâmina de Bisturi Descarpack é fabricada em aço carbono, possui fio extremamente afiado, resistente a corrosão. São projetadas para realizar o encaixe perfeito com os cabos de bisturi, proporcionando conforto em procedimentos médico cirúrgicos, curativos e demais procedimentos médicos que necessitem de incisões no paciente. Disponíveis nos tamanhos 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23 e 24. Produto estéril, descartável e de uso único.



## Lanceta para Lancetador

A Lanceta para Lancetador Descarpack é um dispositivo perfurocortante, confeccionada em aço inoxidável e bisel trifacetado. Deve ser utilizada em conjunto com uma caneta lancetadora, na perfuração cutânea para obtenção de amostra de sangue capilar de maneira rápida, oferecendo conforto e segurança para o paciente e para o profissional da saúde. Disponível no tamanho 28G. Produto estéril, descartável e de uso único.



## Lanceta de Segurança Descarpack

A Lanceta para Lancetador Descarpack é um dispositivo perfurocortante, confeccionada em aço inoxidável e bisel trifacetado. Seu mecanismo de segurança de ação tipo mola mantém a agulha alojada completamente no interior do invólucro, sendo acionada apenas após a pressão sobre a pele. Logo após a punção a agulha é retraída, evitando acidentes com a agulha utilizada. Indicada para perfuração cutânea com a finalidade de obtenção de amostra de sangue capilar de maneira rápida, oferecendo conforto e segurança para o paciente e para o profissional da saúde. Disponível nos tamanhos 21, 23 e 28G.



## Luva Nitrílica Rosa sem Pó Descarpack

A Luva Nitrílica Rosa Descarpack é fabricada de modo a oferecer maior resistência com redução de fadiga. Promove a proteção dos profissionais da saúde por formar uma barreira física, reduzindo o risco de contaminação durante procedimentos não invasivos e não estéreis. São ambidestras, texturizadas, sem pó e livres de látex. Disponível nos tamanhos P, M e G. Possui Certificado de Aprovação (CA) para proteção contra agentes biológicos. Produto não estéril, descartável e de uso único.



## Seringa para Insulina com Agulha Fixa Descarpack

Desenvolvida para aplicação de insulina pela via subcutânea e intradérmica em hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias e domicílios, as Seringas para Insulina com Agulha Fixa atendem as necessidades dos profissionais de saúde e portadores de diabetes em insulino terapia com qualidade e segurança. Embaladas em pacotes com 10 unidades, tem sua esterilidade garantida pelas capas da haste e da agulha, que devem ser removidas apenas no momento do uso. Possuem escala graduada em unidades de insulina e volume de 100 U.I. Disponível nos modelos 1mL com agulha fixa 12,7 x 0,33 mm (29G) e 1mL com agulha fixa 8,30 mm (30G). Produto estéril, descartável e de uso único.



## Sonda de Foley Descarpack

A Sonda de Foley Descarpack é confeccionada em látex natural, siliconizado, possui uma superfície lisa e com textura macia. É utilizada principalmente para o esvaziamento da bexiga em pacientes com retenção urinária, obtenção de urina asséptica, preparo cirúrgico, pós-operatório, monitoramento do débito urinário, determinação de urina residual e cuidados paliativos. Disponível nos modelos 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24Fr com balão de 5 – 10mL ou 30mL. Produto estéril, descartável e de uso único.



## Tampa Vedante Luer Descarpack

Recomendadas para vedação de conectores macho ou fêmea, as Tampas Vedantes Luer Descarpack foram projetadas para permitir o encaixe ideal entre os conectores e a tampa. São estéreis e embaladas individualmente. Disponível nos modelos macho, fêmea e macho/fêmea. Produto estéril, descartável e de uso único.



DESCARPACK.COM.BR  
(11) 3649.5555